

# Translations:Prothèse de main commandée par des capteurs musculaires/211/fr

---

## Test

- Coller l'électrode sur une partie du bras proche du coude comme indiqué sur la photo
- Le bouton du milieu est pour la mise en marche
- Presser le bouton le plus près de l'index pour le calibrage, l'index se ferme, contracter le muscle 3 fois à intervalle régulier qui ouvrira le doigt
- Au bout de quelques secondes la main se ferme, en contractant le muscle, la main s'ouvre. Si le muscle est relâché, la main se ferme
- Lorsque la main est en position ouvert (muscle contracté), appuyez sur le bouton 3 (le dernier dans l'alignement des 3, opposé au bouton de calibrage) pour la rotation du pouce
- Le bouton du milieu est un Reset
- Lorsque la main est en position ouverte, presser le dernier bouton coté petit doigt, il désactive/active les 3 derniers doigts