


Fichier:Openbior acteur bioreactor cleaned.png









Pas de plus haute résolution disponible.

Openbior_acteur_bioreactor_cleaned.png (400 × 245 pixels, taille du fichier : 17 Kio, type MIME : image/png)

Fichier téléversé avec MsUpload

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	7 octobre 2016 à 18:29		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:28		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:27		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:25		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:23		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:22		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 18:21		400 × 245 (15 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 13:10		400 × 245 (17 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload
	7 octobre 2016 à 13:06		400 × 281 (18 Kio)	Hackolite (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :

Fichier:Openbior acteur bioreactor cleaned2.png

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Résolution horizontale	37,8 p/cm
Résolution verticale	37,8 p/cm
Logiciel utilisé	www.inkscape.org