

Fichier:Seed MR60BHA1 Presence Breathing and Heartbeat Sensing 2.JPG

Harnessing the Seeed MR60BHA1 60GHz mmWave Module for Human Presence, Respiratory, and Heartbeat Detection



Pas de plus haute résolution disponible.

Seeed_MR60BHA1_Presence_Breathing_and_Heartbeat_Sensing_2.JPG (741 × 564 pixels, taille du fichier : 64 Kio, type MIME : image/jpeg)

Seeed_MR60BHA1_Presence_Breathing_and_Heartbeat_Sensing_2

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	20 novembre 2023 à 20:43		741 × 564 (64 Kio)	CETECH11 (discussion contributions)	Seeed_MR60BHA1_Presence_Breathing_and_Heartbeat_Sensing_2

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

How to overhaul a car block

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Auteur	HP
Date de la prise originelle	21 novembre 2023 à 01:04
Date de la numérisation	21 novembre 2023 à 01:04
Date de la prise originelle	11
Date de la numérisation	11